

# Advanced Refraction Table HRT-7000



**Huvitz**  
*Pacing Progress Toward People*

Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)

# Advanced Refraction Table HRT-7000

## یونیت معاینه

یونیت معاینه (Advanced Refraction Table) مدل HRT-7000 ساخت کمپانی هویتز (Huvitz) کره جنوبی با مجموعه‌ای از امکانات، دارای قابلیت نصب انواع دستگاه‌ها از جمله اتورفرکتومتر-کراتومتر، اسلیت لمپ، چارت پروژکتور و دیجیتال فوروپتر است.

از جمله ویژگی‌های دستگاه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- دارای بازوی فوروپتر و پایه چارت پروژکتور
- سنسور نگهدارنده برای جلوگیری از بالا آمدن بیش از حد صندلی و آسیب رساندن آن به صفحه یونیت
- سیستم برق کشی داخلی به صورت جداگانه برای برق‌رسانی به هر دستگاه، جهت حفظ زیبایی و جلوگیری از شلوغ شدن قسمت معاینه

