

Auto Ref-Keratometer HRK-7000A



Huvitz

Pacing Progress Toward People

Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)

Auto Ref-Keratometer HRK-7000A

دستگاه اتورفرکتومتر-کراتومتر

دستگاه اتورفرکتومتر-کراتومتر (Auto Ref-Keratometer) مدل HRK-7000A ساخت کمپانی هویتز (Hu-vitz) کره جنوبی با مجموعه‌ای از تکنولوژی‌های پیشرفته جهت تشخیص عیوب انکساری و آستیگماتیسم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از جمله ویژگی‌های دستگاه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد

- استفاده از تکنولوژی Wavefront
- اندازه‌گیری عیوب انکساری در پنج حالت (رفرکتومتری، کراتومتری، رفرکتو-کراتومتری همزمان، کراتومتری ناحیه‌ای در پنج نقطه، CLBC Mode)
- تکنولوژی Retro Illumination جهت بررسی و تشخیص اولیه کاتاراکت با توانایی عکس گرفتن از عدسی، انتقال و ذخیره آن بر روی کامپیوتر
- تکنولوژی Zernike Mode جهت نمایش پراکندگی Low Order Aberration

