

Chart Projector HCP-7000



Huvitz
Pacing Progress Toward People

Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)

Chart Projector HCP-7000

دستگاه چارت پروژکتور

دستگاه چارت پروژکتور (Chart Projector) مدل HCP-7000 ساخت کمپانی هویتز (Huvitz) کره جنوبی با مجموعه ای از تکنولوژی های پیشرفته جهت بررسی حدت بینایی مورد استفاده قرار می گیرد.

از جمله ویژگی های دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- لامپ LED چهاروات
- تنظیم فاصله از ۵/۲ متر تا ۸ متر
- دارای ۴۱ مدل چارت و ۳۴ مدل ماسک
- دارای فیلتر پلاریزه و فیلتر RED/Green

