

DIGITAL LENSMETER HLM-7000P



Huvitz

Pacing Progress Toward People

Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co.)

DIGITAL LENSMETER HLM-7000P

دستگاه لنزومتر دیجیتال

دستگاه لنزومتر دیجیتال (DIGITAL LENSMETER) مدل HLM-7000P ساخت کمپانی هویتز (Huvitz) کره جنوبی با مجموعه‌ای از تکنولوژی‌های پیشرفته جهت بررسی شماره عینک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از جمله ویژگی‌های دستگاه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- اندازه‌گیری عدسی‌های دودید و تدریجی
- اندازه‌گیری عدسی‌های طبی آفتابی
- اندازه‌گیری لنزهای تماسی
- اندازه‌گیری میزان UV عبوری از شیشه
- اندازه‌گیری PD
- دارای پرینتر برای چاپ اطلاعات
- صفحه نمایش با قابلیت تغییر زاویه نمایش

