

Digital Chart HDC-9000N/PF



Huvitz
Pacing Progress Toward People

Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)

Digital Chart HDC-9000N/PF

دستگاه چارت دیجیتال (LCD چارت)

دستگاه چارت دیجیتال (Digital Chart) مدل HDC-9000N ساخت کمپانی هویتز (Huvitz) کره جنوبی با مجموعه‌ای از تکنولوژی‌های پیشرفته جهت بررسی حدت بینایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از جمله ویژگی‌های دستگاه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- قابلیت تثبیت از فاصله ۱/۵ متری و افزایش فاصله با فواصل ۱۰ سانتی متری
- قابلیت تست Color Vision
- Polarized Chart
- قابلیت تست Contrast Sensitivity
- Hue تست قابلیت
- Dynamic Visual Acuity تست قابلیت
- Stereoscopic Vision تست قابلیت
- Amsler Grid تست قابلیت
- نمایش فیلم و عکس

