

Digital Refractor HDR-7000



Huvitz
Pacing Progress Toward People

Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)

Digital Refractor HDR-7000

دستگاه دیجیتال رفرکتور

دستگاه دیجیتال رفرکتور (Digital Refractor) مدل HDR-7000 ساخت کمپانی هویتز (Huvitz) کره جنوبی با مجموعه‌ای از تکنولوژی‌های پیشرفته جهت تعیین دقیق میزان ضعیفی چشم و انجام برخی تست‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از جمله ویژگی‌های دستگاه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- توانایی گرفتن اطلاعات به صورت مستقیم از دستگاه اتورفرکتو کراتومتر و لنزومتر و ذخیره آن
- دارای پرینتر برای پرینت اطلاعات نهایی معاینه مریض
- توانایی کنترل چارت دیجیتالی توسط اینفرارد
- دارای فیلتر پلاریزه
- دارای عدسی سبز و قرمز در داخل خود دستگاه
- توانایی ست کردن پریزم برای مریض بر روی عدسی

