

Non-contact Tonometer HNT-1/1P



Huvitz
Pacing Progress Toward People

Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)

Non-contact Tonometer HNT-1/1P

دستگاه تونومتر غیر تماسی

دستگاه تونومتر غیر تماسی (Non-contact Tonometer) مدل HNT-1/1P ساخت کمپانی هویتز (Huvitz) کره جنوبی با مجموعه‌ای از تکنولوژی‌های پیشرفته جهت اندازه‌گیری فشار چشم به روش غیر تماسی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از جمله ویژگی‌های دستگاه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- سه حالت اندازه‌گیری فشار (MT, AT2D, AT3D)
- چهار حالت پاف (SPC 30 – SPC60 – 60 – 30)
- با قابلیت پاکی متری، جهت اندازه‌گیری ضخامت قرنیه
- قابلیت تعیین تعداد دفعات اندازه‌گیری فشار

