



Slit Lamp HS-7000 HS-5000

Huvitz

Pacing Progress Toward People

Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)

Slit Lamp HS-7000 / HS-5000

دستگاه اسلیت لمپ

دستگاه اسلیت لمپ (Slit Lamp) مدل HS-7000 و HS-5000 ساخت کمپانی هویتز (Huvitz) کره جنوبی با مجموعه‌ای از تکنولوژی‌های پیشرفته جهت تشخیص اولیه بیماری‌های سطح پلک تا شبکیه و مشاهده قسمت‌های مختلف چشم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از جمله ویژگی‌های دستگاه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- دارای Eye Piece با بزرگ‌نمایی ۵/۱۲
- ۵ مرحله بزرگ‌نمایی در مدل HS-7000 و دارای ۳ و ۵ مرحله بزرگ‌نمایی در مدل HS-5000
- قابلیت نصب سیستم تصویر برداری بر روی دستگاه
- دارای Joystick Shutter جهت راحتی بیشتر در زمان عکس برداری
- نور پردازی مستقیم داخلی برای افزایش کیفیت تصویر
- دارای پنچ فیلتر رنگی و یک فیلتر جداگانه بر روی Eye Piece
- توانایی انتخاب دستگاه با لامپ هالوژن یا لامپ LED

