

The logo features the word "Zimmer" in a bold, white, sans-serif font. The background consists of two overlapping circular shapes: a larger, darker brown circle on the left and a smaller, lighter orange circle on the right, creating a modern, abstract design.

Zimmer

Aesthetic Division

Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)

Zimmer

- Z wave
- Z field
- Cryo6

Z wave



Zimmer
Aesthetic Division
Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)

دستگاه Z Wave Pro ساخت کمپانی زیمر آلمان (Zimmer) با بهره‌گیری از تکنولوژی شاک ویو انتخابی ایده آل و مناسب جهت بهبود قوام پوست، تحریک کلاژن سازی، کاهش عارضه سلولیت، بهبود ضعف بافت‌های همبند و ترک‌های پوستی است. دستگاه Z Wave Pro امواج شاک ویو را به صورت مستقیم و با دقت بسیار بالا به بافت انتقال می‌دهد. تحقیقات و گزارشات علمی نشان می‌دهد که اعمال یک موج رادیال با فشار مکانیکی باعث واکنش‌های متنوعی از بافت‌ها می‌شود که تاثیر ایده آلی را بر روی ساختار بافت پوست دارد.

این دستگاه مزایای بسیاری دارد که از جمله بارزترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- درمان تمرکزی با عمق نفوذ بیشتر در توده‌های چربی

- درمان غیرتهاجمی

- بدون دوران نقاهت

- بدون درد

- نتایج درمانی محسوس

از این دستگاه می‌توان به عنوان یک دستگاه مستقل و یا یک درمان مکمل در روش‌های مختلف لاغری استفاده کرد:

- هنگامی که از این دستگاه به صورت مستقل استفاده می‌شود تمرکز درمانی بر روی ارتقا ساختار پوست و بافت‌های همبند است. در این حالت می‌توان به کاربردهای درمانی از قبیل کاهش سلولیت، کاهش ضعف در بافت‌های همبند (بازو، زیر شکم و غیره) و درمان ترک‌های پوستی اشاره کرد.

- از سیستم شاک ویو Z Wave Pro می‌توان به عنوان یک درمان مکمل پس از روش‌های لاغری از قبیل کرایولیپولیز، کویتیشن، آر-اف، لیزر یا تزریق استفاده کرد. استفاده از سیستم شاک ویو Z Wave Pro قبل و بعد از این روش‌ها تا حد بسیاری به بهبود قوام پوست کمک می‌کند.

Zimmer
Aesthetic Division

Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)

Tel: +9821-71137000

Fax: +9821-71137300

2nd Floor, No. 1698, Shariati Ave., Tehran, Iran Postal Code: 1914744755

www.aypmedical.com

info@aypmedical.com



Z field



Zimmer
Aesthetic Division
Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)

دستگاه Zfield ساخت کمپانی زیمر (Zimmer) آلمان یک دستگاه با تکنولوژی منحصر به فرد میدان مغناطیسی است که به صورت کاملاً غیرتهاجمی با قرار گرفتن بر روی ناحیه مورد نظر منجر به تقویت عضلات و فرم دهی به آنها می شود این دستگاه با استفاده از دو اپلیکاتور که هر کدام قدرت میدان مغناطیسی ۱ تسلا دارند، کار می کند و موجب درگیر کردن ۱۰۰٪ ماهیچه های هدف با ۲۰۰۰ مرتبه انقباض آن طی ۲۰ الی ۳۰ دقیقه می شود و به طور موثری ساخت و رشد فیبرهای ماهیچه به صورت طبیعی را به دنبال خواهد داشت.

استفاده از این دستگاه به صورت ۲ بار در هفته و ۶ تا ۸ جلسه ۲۰ الی ۳۰ دقیقه ای توصیه می شود. دستگاه Zfield باعث ایجاد انقباضات ایزومتریک در ماهیچه می شود. یک جلسه استفاده از دستگاه Zfield برابر با ۲۴۰۰۰ مرتبه عمل دراز و نشست یا اسکوات ایزومتریک است. لازم به ذکر است که این دستگاه هرچند باعث مصرف طبیعی انرژی بدن می شود اما برای پروسه های لاغری مناسب نیست.

- قابل استفاده برای ناحیه شکم، باسن، ران و بازوها
- استفاده آسان با یک کمر بند اختصاصی برای قرارگیری اپلیکاتور
- قابل استفاده از روی یک لایه لباس نازک
- بدون نیاز به دوران نقاهت
- دارای برنامه های اختصاصی برای افراد مبتدی و حرفه ای

این دستگاه برای چه افرادی مناسب است؟

- افرادی که در یک دوره ورزشی قصد فرم دهی عضلات و افزایش فیبرهای ماهیچه ای را دارند.
- افرادی که به دلیل مشغله زیاد نمی توانند ساعت ها برای فعالیت ورزشی زمان بگذارند، می توانند با ۳۰ دقیقه استفاده از این دستگاه، نتیجه مشابه را دریافت کنند.
- ورزشکارانی که قصد تقویت ماهیچه یک قسمت خاص از بدن خود را دارند.

Zimmer
Aesthetic Division

Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)

Tel: +9821-71137000

Fax: +9821-71137300

2nd Floor, No. 1698, Shariati Ave., Tehran, Iran Postal Code: 1914744755

www.aypmedical.com

info@aypmedical.com



Cryo6



Zimmer
Aesthetic Division
Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)

دستگاه AirCooling Cryo6 ساخت کمپانی زیمر (Zimmer) آلمان است. این شرکت مطرح‌ترین برند جهانی در تولید سیستم‌های سرمایشی بوده که با به کارگیری باد خنک و عملکرد سه گانه به صورت قبل، حین و بعد درمان، دمای منفی ۳۰ درجه سانتیگراد را همواره با ورزش مداوم باد خنک به سطح پوست رسانده که موجب ایجاد سیر شدن بافت و کاهش میزان درد و آسیب‌های حرارتی احتمالی به پوست می‌گردد که این امر هیچ گونه تداخلی در عملکرد دستگاه‌های لیزر ایجاد نمی‌کند.

دستگاه AirCooling Cryo6 قابلیت استفاده در درمان‌های رفع موهای زائد، جوانسازی غیرتهاجمی و رفع ضایعات عروقی را دارد. سیستم خنک کننده هوای سرد به دلیل غیر تماسی بودن هیچ ریسک انتقال آلودگی و بیماری‌های پوستی را ندارد و همچنین در مقایسه با سیستم‌های خنک کننده دیگر مانند کپسول‌های گاز کرایوژن و سیستم‌های خنک کننده تماسی، هزینه‌های جانبی مصرفی، ریسک سرما سوختگی، ایجاد حساسیت، سوختگی‌های هلالی شکل و خطای اپراتوری را ندارد. در حال حاضر این دستگاه به صورت جداگانه و همچنین همراه با دستگاه‌های لیزر اپوچی پلاس، الیت پلاس و سینرژی به عنوان خنک کننده، با برند سایناسور نیز به فروش می‌رسد. این دستگاه قابلیت کارکرد طولانی مدت و پیوسته با تنظیم سرعت باد جهت درمان‌های بهینه را دارد.

Zimmer
Aesthetic Division

Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)

Tel: +9821-71137000

Fax: +9821-71137300

2nd Floor, No. 1698, Shariati Ave., Tehran, Iran Postal Code: 1914744755

www.aypmedical.com

info@aypmedical.com

