

Cryo6



Zimmer
Aesthetic Division
Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)

دستگاه AirCooling Cryo6 ساخت کمپانی زیمر (Zimmer) آلمان است. این شرکت مطرح‌ترین برند جهانی در تولید سیستم‌های سرمایشی بوده که با به کارگیری باد خنک و عملکرد سه گانه به صورت قبل، حین و بعد درمان، دمای منفی ۳۰ درجه سانتیگراد را همواره با ورزش مداوم باد خنک به سطح پوست رسانده که موجب ایجاد سیر شدن بافت و کاهش میزان درد و آسیب‌های حرارتی احتمالی به پوست می‌گردد که این امر هیچ گونه تداخلی در عملکرد دستگاه‌های لیزر ایجاد نمی‌کند.

دستگاه AirCooling Cryo6 قابلیت استفاده در درمان‌های رفع موهای زائد، جوانسازی غیرتهاجمی و رفع ضایعات عروقی را دارد. سیستم خنک کننده هوای سرد به دلیل غیر تماسی بودن هیچ ریسک انتقال آلودگی و بیماری‌های پوستی را ندارد و همچنین در مقایسه با سیستم‌های خنک کننده دیگر مانند کپسول‌های گاز کرایوژن و سیستم‌های خنک کننده تماسی، هزینه‌های جانبی مصرفی، ریسک سرما سوختگی، ایجاد حساسیت، سوختگی‌های هلالی شکل و خطای اپراتوری را ندارد. در حال حاضر این دستگاه به صورت جداگانه و همچنین همراه با دستگاه‌های لیزر اپوچی پلاس، الیت پلاس و سینرژی به عنوان خنک کننده، با برند سایناسور نیز به فروش می‌رسد. این دستگاه قابلیت کارکرد طولانی مدت و پیوسته با تنظیم سرعت باد جهت درمان‌های بهینه را دارد.

Zimmer
Aesthetic Division

Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)

Tel: +9821-71137000

Fax: +9821-71137300

2nd Floor, No. 1698, Shariati Ave., Tehran, Iran Postal Code: 1914744755

www.aypmedical.com

info@aypmedical.com

