


Zimmer

Aesthetic Division

Z wave

Z field



Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)

آمیگو یسنا پارس به عنوان شرکت پیشتاز در زمینه لوازم و تجهیزات پزشکی در ایران به شمار می رود. اگر چه گستره فعالیت این شرکت طیف وسیعی از تجهیزات پزشکی را در بر می گیرد، اما فعالیت اصلی آن لوازم و تجهیزات چشم پزشکی، مراقبت های بینایی و لیزر های پیشرفته پوستی و پیکر تراشی را شامل می شود. نزدیک به ۲۰ دهه دانش و تجربه، تبحر، پشتوانه علمی و نیز حضور حمایتی در جامعه پزشکی، آمیگو یسنا پارس را به یکی از شرکت های برتر کشور تبدیل ساخته است به نحوی که بسیاری از برندهای معتبر در عرصه لوازم و تجهیزات پزشکی همکاری با این شرکت را فرصتی ارزشمند برای خود به شمار می آورند.

شرکت آمیگو یسنا پارس فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ آغاز کرد و دیری نپایید که با کسب نمایندگی کمپانی های معتبر و عرضه محصولات برتر به ویژه در زمینه های چشم و پوست به جایگاه ارزشمندی در کشور دست یافت.

مراقبت های بینایی

در حیطه مراقبت های بینایی پی تردید می توان آمیگو یسنا پارس را به عنوان شرکت پیشتاز به شمار آورد. از دوران کمپانی "CIBAVISION" گرفته که استاندارد طلایی کیفیت در لنز های تماسی نرم به شمار می رفت تا بعدها که کمپانی بزرگ "ALCON" کمپانی نامبرده را به تملک در آورد و بر گستره کیفی و کمی آن افزود، آمیگو یسنا پارس همواره نمایندگی انحصاری این برندها را بر عهده داشته و بهترین محصولات را در این زمینه در اختیار متخصصین و مردم عزیزمان قرار داده است.

چشم پزشکی

در حیطه چشم پزشکی همکاری انحصاری این شرکت با کمپانی عظیم "JOHNSON & JOHNSON VISION" (که کمپانی "Abbott Medical Optics" را تحت تملک خود قرار داد) باعث شد تا جایگاه آمیگو یسنا پارس به عنوان یکی از شرکای اصلی ارائه خدمات در تمامی مراکز برتر چشم پزشکی تثبیت گردد. در کنار آن همکاری با تولید کنندگان تر از اول جهانی از قبیل "ALCHIMIA"، "HUVITZ"، "GEUDER" و "OPTOS" این شرکت را قادر ساخته تا با ارائه سبدهای کامل از محصولات با کیفیت برتر بتواند جوابگوی هر نیازی در حیطه چشم پزشکی باشد.

پوست و زیبایی

در حیطه پوست و زیبایی، پی تردید عرضه انحصاری محصولات بزرگترین و معتبرترین کمپانی دنیا "CYNOSURE" آمیگو یسنا پارس را به انتخاب اول متخصصین پوست و زیبایی بدل کرده است. در همین هنگام ارائه کاملی از محصولات برتر از تولید کنندگان بنام جهانی نظیر "ZIMMER"، "LASEROPTEK" و "COSMOSOFT"، این شرکت را قادر ساخته تا بتواند مجموعه کاملی از تجهیزات در زمینه لیزر های درمانی و زیبایی و دستگاه های پیکر تراشی و تناسب اندام، در اختیار جامعه محترم متخصصین قرار دهد.

کیفیت برتر در خدمات پس از فروش

در شرکت آمیگو یسنا پارس، فروش تنها مرحله نخست از ایجاد ارتباطی دراز مدت مبتنی بر اعتماد و ارائه خدمات همه جانبه به مشتریان است. با این دیدگاه و به منظور حمایت گسترده، این شرکت، استاندارد Zero Downtime را برای عرضه بهترین خدمات به مشتریان پیاده سازی کرده است. بر اساس این استاندارد در کنار تیمی کار آزموده و با تجربه از کارشناسان فنی و مهندسان، سرمایه گذاری در سطحی کلان برای تأمین قطعات صورت گرفته تا مشتریان در هیچ برهه زمانی برای دریافت خدمات کامل در انتظار نمانند. فراتر آنکه چنانچه علی رغم تمامی این تدابیر سرویس یک دستگاه نیاز به زمان بیشتری داشته باشد ارائه دستگاه پشتیبان گام دیگری برای جلوگیری از بروز هر گونه اختلال در مراکز درمانی در جهت پاسخگوئی به بیماران و مراجعین خواهد بود.

واحد آموزش کلینیکال

و این همه راه نیست. از آنجا که دانش کافی در استفاده از یک محصول از اهمیت بسیاری برخوردار است، واحد آموزش شرکت آمیگو یسنا پارس با آموزش های تخصصی در قالب مفاهیم تئوری و عملی به صورت مداوم در کنار متخصصین و کاربران دستگاه ها و تجهیزات در مراکز حضور یافته و کلیه نکات کلیدی و لازم را به طور کامل و در قالب جلسات ادواری آموزش می دهد.

zimmer

- Z wave
- Z field

Zimmer

کمپانی Zimmer آلمان با بالغ بر ۵۰ سال تجربه، یکی از تولیدکنندگان پیشرو در صنعت پوست، زیبایی و فیزیوتراپی در اروپا به شمار می‌رود که با معرفی تکنولوژی‌های پیشرفته در زمینه درمان با سیستم‌های کرایو، شاک‌ویو، دیاترمی، لیزر و اولتراسوند توانسته است نامی معتبر از خود در عرصه صنعت زیبایی سراسر دنیا ثبت نماید.

در Zimmer از همان ابتدا تحقیق و توسعه اولویت اصلی قلمداد شده است و هر کدام از محصولات این شرکت بر اساس تفکری خلاقانه و با رعایت استانداردهای روز جهانی طراحی و تولید شده‌اند. پیشرفت در زمینه‌های درمانی و زیبایی، تکنولوژی قابل اتکا، طراحی ایده‌آل، کاربری آسان و خدمات پس از فروش ممتاز جزء مشخصه‌های اصلی این کمپانی به شمار می‌آیند.

شاید در ایران نام Zimmer با عنوان سیستم‌های سرمایشی عجین شده باشد چرا که بدون شک بزرگ‌ترین تأمین‌کننده کولینگ با عناوین Cryo 5 و Cryo 6 برای کمپانی‌های سازنده لیزر پوست در دنیا قلمداد می‌شود و موفق به فروش ۴۵۰۰۰ دستگاه کولینگ در طی سال‌های اخیر شده است. از طرفی تولید دستگاه‌های پیشرفته در زمینه کرایوتراپی و شاک‌ویو تراپی، مانند دستگاه کرایولیپولیز ZLipo و شاک ویو Zwave Pro، نام Zimmer را در بین غول‌های صنعت زیبایی، درمانی پوست جهان قرار دهد و توانسته است گواهی سازمان غذا و داروی ایالات متحده آمریکا (FDA) برای دستگاه ZWave Pro به منظور درمان سلولیت را اخذ نماید. شایان ذکر است اخیراً این کمپانی با معرفی دو محصول جدید، گستره کالایی خود را در عرصه زیبایی وسیع‌تر نموده است؛ دستگاه Z field dual با تکنولوژی میدان مغناطیسی جهت حجم و فرم‌دهی به عضلات و دستگاه Gentle Pro با تکنولوژی شاک‌ویو جهت درمان اختلالات جنسی آقایان.

Z wave

Zimmer

Aesthetic Division
Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)



Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)
Zimmer Co.- Zwave / Z field

Z wave Pro

شاک ویو تراپی چیست؟

شاک ویو تراپی نوعی روش درمانی است که در آن از امواج پر قدرت (مکانیکی مشابه امواج صوتی اما با سرعت بسیار بالا) برای بهبود قوام پوست، تحریک کلاژن سازی پوست، کاهش عارضه سلولیت، بهبود ضعف بافت های همبند و ترک های پوستی استفاده می شود. در شاک ویو یک انرژی قدرتمند و کنترل شده، می تواند بدون درد و یا احساس ناخوشایندی وارد بافت های مختلف بدن شود و درمان را انجام دهد. در ابتدا از شاک ویو برای درمان سنگ کلیه استفاده می شد، اما در حال حاضر این تکنولوژی نتایج بسیار درخشانی را در عرصه زیبایی پوست و پیکرتراشی به همراه داشته است. از مزایای این روش می توان به تعداد کم جلسات درمانی، غیرتهاجمی بودن و عدم نیاز به مصرف دارو اشاره کرد.

دستگاه شاک ویو Zwave Pro چیست؟

دستگاه Zwave Pro ساخت کمپانی Zimmer آلمان با بهره گیری از تکنولوژی شاک ویو، امواج را به صورت مستقیم و با دقت بسیار به بافت انتقال می دهد. تحقیقات و گزارشات علمی نشان می دهد که اعمال یک موج رادیال، با فشار مکانیکی باعث واکنش های متنوعی از جانب بافت ها می شود که تأثیر ایده آلی را بر روی ساختار پوست دارد.



استفاده از دستگاه Zwave Pro مزایای بسیاری دارد.
از جمله بارزترین آن‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- درمان متمرکز با عمق نفوذ بالا (تا ۴ سانتی متر)
- درمان کاملا غیرتهاجمی
- بدون دوران نقاهت
- کاملا بدون درد
- چند کاربردی و چند منظوره

از این دستگاه می‌توان به عنوان یک دستگاه مستقل و یا یک درمان مکمل در متدهای لاغری استفاده کرد. هنگامیکه از این دستگاه به صورت مستقل استفاده می‌شود، تمرکز درمانی بر روی ارتقاع ساختار پوست و بافت‌های همبند است. در این حالت می‌توان به کاربردهای درمانی از قبیل کاهش سلولیت، کاهش ضعف در بافت‌های همبند (بازو، زیر شکم و ...) و درمان ترک‌های پوستی اشاره کرد. از سیستم شاک ویو می‌توان به عنوان یک درمان مکمل پس از متدهای لاغری از قبیل کرایولیپولیز، کویتیشن، آر-اف، لیزر و یا تزریق استفاده کرد. استفاده از دستگاه Zwave Pro قبل و بعد از این متدها تا حد بسیاری به سفتی و قوام پوست کمک می‌کند.



دستگاه Zwave Pro مبتنی بر تفکرات نوین و خلاقانه طراحی شده است!

صفحه نمایشگر تمام رنگی این دستگاه لمسی است و در اندازه ۱۲ اینچی عرضه می‌شود. بر روی این دستگاه برنامه‌های متنوع درمانی به صورت پیش فرض تعبیه شده است که کاربری آن را بسیار آسان و ایده آل می‌کند. نرم‌افزار این دستگاه قابلیت ذخیره ۲۴۰ برنامه درمانی را در خود دارد.



از طرفی موارد زیر کاربری دستگاه را بسیار آسان و ایده آل می‌سازد:

- قابلیت اتصال هم زمان دو هندپیس
- مجهز به صفحه نمایشگر لمسی
- قابلیت تنظیم انرژی از ۶ الی ۱۸۵ میلی ژول (معادل فشار یک الی پنج بار)
- فرکانس تکرار ۱ الی ۲۲ هرتز
- مجهز به جدیدترین نرم افزار با قابلیت توصیه پارامترهای درمانی پیش فرض



دستگاه Zwave Pro تأثیرات مثبت درمانی ذیل را بر روی بدن فرد اعمال می کند :

- تحریک جریان خون
- جوان سازی و احیای سلولی
- استحکام بافت همبند
- دفع سموم بدن (درناژ لنفاوی)
- لیپولیز مکانیکی
- بهبود آثار جراحی و زخم
- تحریک کلاژن سازی
- تسریع پروسه کویتیشن جهت کاهش میزان چربی
- بهبود ناهمواری های پس از لیپوساکشن



Z field



Zimmer
Aesthetic Division
Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)



Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)
Zimmer Co.- Zwave / Z field

The image shows a Zimmer Z field Dual device, a medical treatment unit. It is a tall, white, rectangular machine with a control panel on top. The control panel features a digital display showing various settings and a large blue button below it. The machine has two large circular handles on the sides and is mounted on four wheels. The background is a light gray with decorative purple curved lines.


Z field Dual

جدیدترین تکنولوژی کانترینگ بدن که با استفاده از آن می‌توانید به بیماران خود اندامی زیبا و اعتماد به نفس کامل هدیه بدهید. دستگاه Z field ساخت کمپانی زیمر (Zimmer) آلمان یک دستگاه با تکنولوژی منحصر به فرد میدان مغناطیسی است که به صورت کاملاً غیرتهاجمی با قرار گرفتن بر روی ناحیه مورد نظر منجر به تقویت عضلات و فرم‌دهی به آنها می‌شود. این دستگاه با استفاده از دو اپلیکاتور که هر کدام قدرت میدان مغناطیسی ۱ تسلا دارند، کار می‌کند و موجب درگیرکردن ۱۰۰٪ ماهیچه‌های هدف با ۲۰۰۰ مرتبه انقباض آن طی ۲۰ الی ۳۰ دقیقه می‌شود و به طور موثری ساخت و رشد فیبرهای ماهیچه به صورت طبیعی را به دنبال خواهد داشت.


استفاده از این دستگاه به صورت ۲ بار در هفته و ۶ تا ۸ جلسه ۲۰ الی ۳۰ دقیقه‌ای توصیه می‌شود. دستگاه Z field باعث ایجاد انقباضات ایزومتریک در ماهیچه می‌شود. یک جلسه استفاده از دستگاه Z field برابر با ۲۴۰۰۰ مرتبه عمل دراز و نشست یا اسکوات ایزومتریک است.




زدفیلد چگونه کار می‌کند؟




۱ یک میدان الکترومغناطیسی در هندپیس‌های دستگاه، یک جریان الکتریکی برای درگیر شدن ماهیچه‌ها ایجاد می‌کند.



۲ جریان الکتریکی پتانسیل عمل را در سلول‌های عصبی حرکتی عضلات بدن تحریک می‌کند.




۳ عضلات مانند زمانی که بدن در حال حرکت یا ورزش است منقبض شده و این تحریک ماهیچه‌ها را به طور مکرر منقبض نگه می‌دارد.



۴ این انقباض مداوم عضلانی منجر به رشد کارآمدتر فیبرهای عضلانی می‌شود.

القای الکترومغناطیسی:



• القای الکترومغناطیسی یا مغناطیسی، تشکیل یک میدان الکتریکی با تغییر در شار مغناطیسی در طول زمان است.

• هنگامی که یک جریان متناوب از سیم پیچ مسی می‌گذرد، میدان مغناطیسی در اطراف آن ایجاد می‌شود.

• میدان، جریان الکتریکی را القا می‌کند و این باعث ایجاد پتانسیل عمل روی عصب حرکتی مستقل از مغز می‌شود.

• این منجر به دیپلاریزاسیون عصب حرکتی و در نتیجه انقباض عضلانی می‌شود.

• تحریک پالسی، ماهیچه‌ها را بارها و بارها در طول درمان منقبض نگه می‌دارد.



ویژگی‌های مهم زدفیلد



- دستگاه زدفیلد ۴ برنامه از پیش تعیین شده متناسب با هر بیمار به شما ارائه می‌دهد: مبتدی، استاندارد، حرفه ای و فشرده با شدت بالا.
- دارای ۴ برنامه از پیش تعیین شده برای هر ناحیه بدن (شکم و پهلو، بازو و قسمت پا).
- دارای برنامه‌های ساختار یافته گرم کردن، تحرک و تمرینات اصلی و سردکردن که مصداق شبیه‌سازی یک جلسه تمرین کامل حرفه‌ای در باشگاه است.
- امکان تعریف برنامه‌های جدید و منحصربه‌فرد و ذخیره آنها.
- استفاده آسان با یک کمر بند اختصاصی برای قرارگیری اپلیکاتور.
- قابل استفاده از روی یک لایه لباس نازک.
- بدون دوران نقاهت.

چگونگی ساخت و تقویت عضلات را با درمان غیرتهاجمی، الکترومغناطیسی و تحریک عضلانی Z-Field بیاموزید

بازوها

شکم

پهلوها

ران

ساق پا

قبل

بعد



پس از ۸ جلسه



Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)
Zimmer Co. - Zwave / Z field

دستگاه Z field برای چه افرادی مناسب است؟

• افرادی که در یک دوره ورزشی قصد فرم‌دهی عضلات و افزایش فیبرهای ماهیچه‌ای را دارند.

• افرادی که به دلیل مشغله زیاد نمی‌توانند ساعت‌ها برای فعالیت ورزشی زمان بگذارند، می‌توانند با ۳۰ دقیقه استفاده از این دستگاه، نتیجه مشابه را دریافت کنند.

• ورزشکارانی که قصد تقویت ماهیچه یک قسمت خاص از بدن خود را دارند.



Amico Yasna Pars is considered as a leading company in the field of medical equipment in Iran. Although the company's field of activity includes a wide range of medical equipment, its main activities include ophthalmology equipment, vision care products and dermatology equipment.

Nearly 2 decades of experience and knowledge, expertise, scientific support and supportive presence in the medical community, has made Amico Yasna Pars one of the top companies in the country, so that many reputable brands in the field of medical equipment have the opportunity to work with this company. Amico Yasna Pars started its activity in 1381 and gained a valuable position in the country by acquiring the representation of reputable world renowned manufacturers.

VISION CARE

In the field of vision care products, Amico Yasna Pars is undoubtedly a leading company in Iran. From the time of "CIBAVISION", which was the pioneer and gold standard of quality in soft contact lenses, until later, when the great company "ALCON" acquired that company and added to its quality and quantity range, Amico Yasna Pars has always been the exclusive representative of Vision care products of "ALCON".

OPHTHALMOLOGY

In the field of ophthalmology, the remarkable cooperation with "JOHNSON & JOHNSON VISION" (which acquired the company "Abbott Medical Optics") positioned Amico Yasna Pars as a pillar quality partner with all major Ophthalmology centers. At the meantime, a broad spectrum of top quality products from reputable manufacturers like "GEUDER", "HUVITZ", "ALCHIMIA" and "OPTOS" helps us to bring full portfolio service to any need in ophthalmology domain.

DERMATOLOGY

In the field of dermatology, Amico Yasna Pars is brining high value service to society by exclusive partnership the with world leading manufacturer "CYNOSURE", followed with rich portfolio of laser solution and body contouring devices from top manufacturers like "LASEROPTEK", "COSMOSFOT" and "ZIMMER". This is making Amico Yasna Pars number one company in Iran to provide a throughout high quality solution for any dermatology centers.

Superior quality in after-sales service

In the company, sales are only the first step to make a long-term relationship based on trust and providing comprehensive customer service. With this point of view and in order to provide widespread support, the company has implemented the Zero Downtime standard to provide the best customer service. According to this standard, along with an experienced team of technical experts and engineers, large-scale investments have been made to supply parts so that customers do not have to wait for full service at any time. Furthermore, if a device needs more time to service, providing a backup device will be another step to prevent any disruption in medical centers in order to respond to patients and clients.

Clinical team

Valuing the best practice methodology and the best outcome for the patient, Amico Yasna Pars has invested largely on development of specialized CLINICAL TRAINING TEAM, to ensure the best usage of devices and to bring excellent result for the patients.

Our clinical team is a true partner alongside the road with all of our customers to provide theoretical and practical training and a number of refreshment sessions throughout the year.

Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)

Tel: +9821-71137000

Fax: +9821-71137300

2nd Floor, No. 1698, Shariati Ave., Tehran, Iran

Postal Code: 1914744755

www.aypmedical.com

info@aypmedical.com

