

آمیکو یسنا پارس

۳۲ خبرنامه پوست و زیبایی • فروردین ۱۴۰۴
شماره سی و دو | سال چهارم



SYLFIRM X، انتخاب متخصصان آمریکایی

در این مقاله، به دلایلی می‌پردازیم که چرا «Sylfirm X» انتخاب بهترین متخصصان در آمریکا است؟ | صفحه ۳ و ۴

مصاحبه دکتر نا

دکتر نا، مخترع اثر «نا» و دستگاه «Sylfirm X»
به دنیای خانواده سیلفرم-ایکس خوش آمدید! | صفحه ۵

درمان با SYLFIRM X

قبل و بعدهای درمان
با دستگاه «Sylfirm X» | صفحه ۶ و ۷

عمق نفوذ منحصر بفرد

عمق نفوذ ۰/۳ میکرومتری، قدرتی فراتر از تصور!



SYLFIRM X

ViOL



FDA

CE

KFDA

سیلفرم-ایکس انتخاب بهترین متخصصان آمریکایی

چرا Sylfirm X انتخاب بهترین متخصصان آمریکا است؟

؟

با پیشرفت‌های مداوم در زمینه درمان‌های زیبایی، انتخاب دستگاه‌های مؤثر و ایمن برای درمان مشکلات پوستی بیماران از اهمیت بالایی برخوردار است.

یکی از پیشرفته‌ترین و کارآمدترین تکنولوژی‌ها در این حوزه، Sylfirm X است که با ترکیب میکرونیدلینگ و انرژی رادیوفرکانسی (RF)، نتایج به مراتب مؤثرتری نسبت به دیگر دستگاه‌های آر اف میکرونیدلینگ موجود در بازار ارائه می‌دهد.

در این مقاله، به دلایلی می‌پردازیم که چرا Sylfirm X انتخاب بهترین متخصصان در آمریکا است.



۱ | نفوذی دقیق‌تر به لایه‌های پوست

یکی از اصلی‌ترین مشکلات در دستگاه‌های RF میکرونیدلینگ معمولی، عدم توانایی در نفوذ دقیق به لایه‌های پوست است.

سیلفرم-ایکس با بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته، قادر است سوزن‌ها را به عمق منحصر به فرد ۳۰۰ میکرومتری پوست وارد کرده و اثرات درمانی خود را به صورت هدفمند در لایه‌های عمیق‌تری از پوست اعمال کند. این ویژگی باعث می‌شود تا این دستگاه قادر باشد مشکلاتی مانند چین و چروک‌های عمیق، شلی پوست و آسیب‌های ناشی از آفتاب را به طور مؤثرتر درمان کند.

۲ ترکیب میکرونییدلینگ و انرژی RF

یکی از بزرگترین مزایای Sylfirm X، استفاده همزمان از میکرونییدلینگ و انرژی RF است. این ترکیب باعث می‌شود که نه تنها سطح پوست تحریک شود، بلکه انرژی RF به لایه‌های عمیق‌تر پوست نفوذ کرده و بهبود سفتی و استحکام پوست را فراهم آورد. این روش بسیار مؤثرتر از دستگاه‌های میکرونییدلینگ ساده است که تنها روی سطح پوست تأثیر می‌گذارند و قادر به درمان مشکلات عمقی پوست نیستند. سیلفرم-ایکس همچنین به کاهش چین و چروک و بهبود رنگ پوست کمک کرده و اثرات رنگدانه‌ای مانند لک‌های تیره و ملاسما را به طور مؤثر کاهش می‌دهد.

۳ ایمنی برای تمام انواع پوست

یکی از نگرانی‌های رایج در استفاده از دستگاه‌های آر اف میکرونییدلینگ، ایمنی آن‌ها برای پوست‌های تیره و متوسط است. بسیاری از دستگاه‌های دیگر ممکن است در درمان پوست‌های تیره‌تر باعث بروز مشکلات پیگمانتاسیون شوند. اما سیلفرم-ایکس با استفاده از تکنولوژی آر اف خاص خود، حتی برای پوست‌های تیره نیز ایمن است و خطر عوارض جانبی مانند هایپریپیگمانتاسیون پس از التهاب (PIH) را به حداقل می‌رساند. این ویژگی باعث می‌شود که سیلفرم ایکس گزینه‌ای مناسب برای طیف وسیعی از بیماران با انواع مختلف پوست باشد.

۴ نتایج سریع و قابل مشاهده

سیلفرم ایکس نتایج خود را به سرعت و به طور قابل مشاهده ارائه می‌دهد. پس از انجام درمان، بیماران معمولاً به سرعت کاهش چین و چروک‌ها، سفت شدن پوست و بهبود رنگ پوست را مشاهده می‌کنند. این درمان به سرعت کلاژن‌سازی را تحریک می‌کند و پوست را بازسازی می‌کند. از آنجا که این درمان نتایج سریع و ملموسی دارد، بیماران از روند درمان رضایت بیشتری خواهند داشت که باعث افزایش اعتماد و رضایت از پزشک می‌شود.

۵ دوره نقاهت کوتاه و قابلیت بازگشت سریع به فعالیت‌های روزمره

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های بیماران در مورد درمان‌های پوستی، دوره نقاهت است. خوشبختانه، سیلفرم-ایکس دارای دوره نقاهت بسیار کمی است. بیماران معمولاً تنها برای ۲۴ تا ۴۸ ساعت کمی قرمزی و تورم جزئی خواهند داشت. این ویژگی باعث می‌شود که بیماران به راحتی بتوانند فعالیت‌های روزمره خود را از سر بگیرند، بدون اینکه نگرانی از عوارض جانبی جدی داشته باشند.

۶ اثربخشی در درمان طیف وسیعی از مشکلات پوستی

سیلفرم-ایکس قادر است طیف وسیعی از مشکلات پوستی را به طور مؤثر درمان کند. از جمله درمان‌های معمول آن می‌توان به کاهش چین و چروک، درمان لک‌های تیره (مانند لکه‌های آفتابی و ملاسما)، بهبود شلی پوست و کاهش التهاب‌های ناشی از روزاسه اشاره کرد. این ویژگی چندگانه بودن درمان باعث می‌شود که سیلفرم-ایکس یک انتخاب ایده‌آل برای پزشکانی باشد که به دنبال درمان‌های جامع و مؤثر برای بیماران خود هستند.



Dr. JongJu Na

دکتر نا، مخترع اثر «نا» و دستگاه «سیلفرم-ایکس»

من بر اساس Dye Pack است، که انعقاد مستقلی در اطراف الکترود با استفاده از الکترودهای دو قطبی ایجاد می‌کند. این الکترودهای غیرعایق قادرند تا اثرات کلی را روی پوست محاسبه کنند. از آنجا که متوجه شدم، اگر فرکانس رادیویی در مدت زمان مشخص و کوتاهی منتقل شود، می‌توان اثرات کلی را بدون آسیب به سطح پوست ایجاد کرد. زمانی که این روش را با آر اف میکرونیدلینگ هایی که دارای سوزن‌های عایق هستند مقایسه کردم، دیدم که سوزن‌های غیرعایق می‌توانند آسیب کمتری به سطح پوست وارد کنند و انرژی کمتری نیاز دارند تا اثر درمانی مطلوبی حاصل شود. در مقابل، سوزن‌های عایق تنها قسمتی از اطراف سوزن را انعقاد می‌دهند و برای دستیابی به اثر بالینی به زمان انتقال طولانی‌تر و انرژی بیشتری نیاز دارند.

در مقایسه با این دو فناوری، سیلفرم-ایکس با ارائه نتایج مداوم می‌تواند درد و زمان نقاهت بیمار را کاهش دهد و در عین حال اثر درمانی مطلوبی به همراه داشته باشد. این در حالی است که سوزن‌های عایق به دلیل عدم انعقاد کامل منطقه درمانی، ممکن است موجب خونریزی شوند.

به دنیای خانواده سیلفرم-ایکس خوش آمدید.

مفهوم سیلفرم-ایکس حدود پنج سال پیش، زمانی که در حال مطالعه برای درمان پوست با فرکانس‌های ایده‌آل بودم، پدیده جالبی را کشف کردم. این پدیده، انعقاد انتخابی در اطراف عروق خونی و غشای پایه بود. این موضوع برای من جالب بود زیرا طبق باور رایج، فرکانس رادیویی به عنوان یک روش غیرانتخابی برای تاثیرگذاری بر بافت‌ها شناخته می‌شود. اما زمانی که شاهد انعقاد انتخابی شدم، این مفهوم جدید برایم روشن شد.

با تحقیق بیشتر، به این نتیجه رسیدم که امیدانس بافت‌های پوستی ممکن است متفاوت باشد و با استفاده از فرکانس‌های خاص، می‌توان به‌طور انتخابی بر روی بافت‌های مختلف اثر گذاشت. بنابراین، من این پدیده را بیشتر مورد مطالعه قرار دادم و تصمیم گرفتم از آن برای درمان مشکلاتی نظیر روزاسه، ملاسما و هایپریپیگمانتاسیون استفاده کنم. در ابتدا نسبت به استفاده از این روش برای درمان ملاسما تردید داشتم، اما نتایج اولیه تحقیقاتی که انجام دادیم، نشان داد که این روش می‌تواند در درمان ملاسما و برخی مشکلات عروقی و التهابی موثر باشد.

این فناوری جدید دو نوع موج دارد: موج پیوسته و موج پالسی. موج پالسی برای درمان ملاسما و مشکلات رنگدانه‌ای با استفاده از انعقاد انتخابی طراحی شده است. این فناوری مشابه میکرونیدلینگ‌های رادیویی است، اما تکنولوژی

SYLFIRM X IS

CLINICALLY
PROVEN



The phenomenon as
independent electro thermal tissue coagulation
around each electrode of
bipolar radiofrequency

Dr. JongJu Na



قبل و بعد

SYLFIRM X درمان با دستگاه



Before



After

—• Facial Burn Scar

Face Lifting •—



Before



After

—• Marionette lines



Before



After

Acne Scar •—



Before



After

—• Large Pores



Before



After

Rosacea



Before



After



Before



After

Melasma

Melasma



Before



After



Before



After

Skin Tightening on Décolletage

Skin Rejuvenation



Before



After



Before



After

Skin Rejuvenation

SYLFIRM^X



اولین و تنها دستگاه RF میکرونیدلینگ با طول موج دوگانه در جهان

تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل صدر، پلاک ۱۶۹۸، طبقه دوم
تلفن: ۰۲۱-۷۱۱۳۷۰۰۰ | فکس: ۰۲۱-۷۱۱۳۷۳۰۰ | Info@aypmedical.com

آمیکویسنا پارس

aparat.com/amicoyasnapars



vipdermacustomersportal.ir



aypmedical.com

